









-  *Instruction Manual*
-  *Manual de instrucciones*
-  *Mode d'emploi*
-  *Bedienungsanleitung*
-  *Istruzioni per l'uso*
-  *Manual de instruções*
-  *Gebruiksaanwijzing*





Congratulations on your purchase of Gymform® ABS-A-ROUND. Your safety is our primary concern, so please ensure that you familiarize yourself with all the information in this manual before using your Gymform® ABS-A-ROUND. It is essential that anyone who intends to use this device reads and understands the instructions provided. An informed user is a safe user. Thank you for purchasing the Gymform® ABS-A-ROUND. We hope you enjoy using it.

WARNING

Before embarking on any exercise programme, including the Gymform® ABS-A-ROUND, consult your general practitioner and your physiotherapist. Ensure that you read the instructions, warnings and precautions carefully before using your Gymform® ABS-A-ROUND. Gymform® ABS-A-ROUND is designed for healthy adults. However, the device should be used with care. Read the following guidelines and the instruction manual before using the product.

- Applying electrodes in the thorax area may increase the risk of cardiac fibrillation.
- Using the Gymform® ABS-A-ROUND while connected to high-frequency surgical equipment may cause burns at the contact points of the Gymform® ABS-A-ROUND and may result in damage to your Gymform® ABS-A-ROUND.
- Operation of a short-wave therapeutic device or microwave oven in the general vicinity (e.g. 1 metre away) may cause instability in the output power of the Gymform® ABS-A-ROUND.
- This is a powerful electrical muscle stimulation device and may cause injury if you start with the most advanced exercise programme right away. Start with a lower level and gradually increase the intensity.
- Do not use on children or animals.
- Do not use while driving or sleeping.
- Do not use in the bathroom or in other places with a high amount of moisture or humidity.
- The batteries should be removed from the device before it is disposed of.
- The batteries should be safely disposed of.
- This device may be used by children aged 8 and over, by people with reduced physical, sensory or mental abilities, and by people lacking in experience and knowledge if they are appropriately supervised or given suitable instructions on the safe use of the device and understand the dangers it use entails. Children should not be allowed to play with the device. The cleaning and maintenance to be performed by the user should not be done by children without supervision.

DO NOT use Gymform® ABS-A-ROUND:

- If you have an electronic implant (such as a pacemaker) or suffer from another heart problem.
- If you are, or think you might be, pregnant.
- If you have cancer, epilepsy or are under medical supervision for a cognitive disorder.
- If you are breastfeeding.
- If you have a high fever.

Women: before using your Gymform® ABS-A-ROUND, you should wait:

- At least six months after the birth of your child (after consulting your doctor).
- A month after having an intrauterine device (IUD) fitted.
- At least three months after having a caesarean section (after consulting your doctor).
- Until after the first days of your menstrual period.

Before using Gymform® ABS-A-ROUND you should obtain permission from your doctor or physiotherapist:

- If you suffer from back problems. In this case, the device should only be used at low intensity levels.
- If you suffer from a serious disease or injury not mentioned in this section.
- If you were operated on recently.
- If you are diabetic and take insulin.

When putting on the belt, always remember:

- To place the large belt ONLY on your abdomen, obliques and lower back.
- To place the small belt ONLY on the areas indicated below.
- Not to place the device on your neck, on your chest or on your back in such a way that electricity passes through your heart (e.g. an electrode on your chest and another on your back), genitals, scars moles, varicose veins or head).
- Not to place the belt on recent scars, inflamed skin, infected areas or areas that are susceptible to acne, thrombosis or other vascular problems (e.g. varicose veins), or any part of your body with limited sensitivity.
- Not to place the belt on areas with injuries or limited mobility (e.g. fractures or sprains).
- Not to place the belt directly on metal implants. It should be placed on the closest muscle.

Possible Adverse Reactions

There have been isolated reports of skin reactions caused by the use of electro-stimulation devices, including allergies, prolonged skin redness and acne.

If any of these symptoms occur, switch off the device and consult your doctor.

If you have never exercised before or have not exercised for a long time:

Consult your general practitioner.

Precautions:

- Do not use Gymform® ABS-A-ROUND while you are drowsy or asleep.
- Do not use Gymform® ABS-A-ROUND if your body is in contact with water.
- Keep the device out of reach of children.

- Do not use Gymform® ABS-A-ROUND in combination with any other device that transmits electrical current to your body or with any other machine.
- Do not connect the metal snap fasteners or electrodes to any other object.
- Do not modify the device.
- Use only the electrodes supplied by Industext.
- Do not attach two electrodes together.
- If any of the electrodes is not attached properly, you will notice a itching sensation.

Note:

- The product may malfunction as a result of electrostatic disturbances. If this occurs, simply press the RESET button (16) to resume normal operation.

CONTENTS:

- 1 removable Gymform® ABS-A-ROUND unit with six programmes
- 1 Gymform® ABS-A-ROUND belt
- 1 mini belt for working the leg and arm muscles
- 6 self-adhesive electrodes (2 of which are double electrodes)
- 1 instruction manual
- 1 sports bag
- 1 diet booklet

PRODUCT DESCRIPTION (Fig.1):

1. Gymform® ABS-A-Round unit
2. Belt: abdominal part
3. Belt: lower-back part
4. Belt: abdominal-oblique part
5. Mini belt: arm and leg part
6. Side-release buckle
7. Belt connectors
8. LCD display
9. Electrodes for abdominal and lower-back areas
10. ON/OFF button
11. Programme-selection button
12. Button to select belt part
13. Button to increase intensity
14. Button to reduce intensity
15. Belt adjustment strap
16. RESET button
17. Double electrodes for abdominal-oblique areas

Putting on the Belt:

Set-up:

Open the battery compartment cover (batteries not included) on the back of the unit (1) and insert three AAA batteries. Insert the three batteries in accordance with the polarity marks. The polarity is indicated on the battery compartment for proper placement, as shown in the illustration. Replace the battery compartment cover. (Fig. 2)

Putting on the Belt:

Attach the Gymform® ABS-A-ROUND unit (1) to the front of the belt using the six snap fasteners. Ensure that they are all well fastened or the belt will not work properly.

Attach two electrodes (9) to the abdominal part (2) and two electrodes to the lower-back part (3) of the belt.

Attach two double electrodes (17) to the two parts of the abdominal and obliques (17).

Make sure the belt connectors (7) between the abdominal, lower-back and oblique parts of the belt are properly connected by ensuring that the indicated mark on each belt connector (7) is not visible. (Fig. 3)

Remove the protective plastic backing from the electrodes (9) on the abdominal part of the belt (2). Place the electrodes on your abdominal area and press to stick down. Then remove the protective plastic backing from the double electrode (17) on the left oblique part of the belt and place the electrodes on your oblique muscle, which is located above the hip bone. When the left oblique part is in position, adjust the belt so that it is taut between the abdominal (2) and oblique (4) parts. Repeat this procedure to attach the electrodes of the lower-back part (3), followed by the right oblique part. Ensure that the belt is properly adjusted between all parts so that the electrodes are in contact with the skin. Then fasten the belt using the side-release buckle (6).

When you have finished using the belt, to ensure the electrodes do not stick to the skin, remove them one at a time by pulling them from the edge and then replace the protective plastic backing on the electrodes. This will help extend the useful life of the electrodes.

Using the Belt

Press the ON/OFF button for one second to switch on your Gymform® ABS-A-ROUND.

Figure A:

1. LCD SCREEN
2. Abdominal part
3. Obliques part
4. Lower-back part
5. Program

Programme Selection

Programme 1	General massage
Programme 2	Fine tuning

Gebruik van de gordel

Druk op de aan-knop en houdt deze 1 seconde ingedrukt om de **Gymform® ABS-A-ROUND** in te schakelen.

Abbeelding A:

- LCD-SCHERM
- buikgedeelte
- gedeelten voor schuine buikspieren
- lumbaal gedeelte
- Programma

Programmakeuze

Programma 1	Algemene massage
Programma 2	In vorm komen
Programma 3	Versteviging
Programma 4	Algemene conditie
Programma 5	Billen en dijen
Programma 6	Drainage, roller- en drukeffect

Het LCD-scherm (8) gaat aan en geeft het programma 1 weer (zie afbeelding A). Als u programma 2 of het volgende programma wilt kiezen, druk dan herhaaldelijk op de programmakeuzeknop (11) met de letter **P** totdat op het scherm het gewenste programma verschijnt. Bij programma 6 springt het scherm weer naar programma 1.

Intensiteit kiezen

Nadat u het programma heeft gekozen, moet u de intensiteit van ieder deel van de gordel selecteren met de keuzeknop-gordeldeel (12), die is aangeduid met de letters FSB. Zoals u in afbeelding A kunt zien, is de intensiteit van het buikgedeelte aangegeven met het nummer dat boven de letter F staat, voor de delen van de schuine buikspieren is dit de letter S en voor het lumbale gedeelte de letter B. Door op de knop FSB te drukken kunt u kiezen tussen de drie delen. Druk, als de cijfers van het gekozen gedeelte gaan knipperen, op de knop om de intensiteit te verhogen (13) of op de knop om de intensiteit te verlagen (14). Heeft u de intensiteit ingesteld, druk dan op de keuzeknop-gordeldeel (12) voor het volgende deel van de gordel waarvan u de intensiteit wilt afstellen. U kunt voor ieder deel van de gordel een verschillende intensiteit selecteren, aangezien elk lichaamsdeel een verschillende mate van gevoeligheid heeft. Ieder programma heeft 99 intensiteitsniveaus en wij raden aan de intensiteit van het programma geleidelijk te verhogen, totdat u vertrouwd bent met het apparaat. Als u de intensiteit van de 3 delen hebt gekozen, kunt u genieten van de trainingssessie met **Gymform ABS-A-ROUND**.

Automatische uitschakeling

Voor uw veiligheid is de duur van ieder programma automatisch ingesteld op 10 minuten. De **Gymform® ABS-A-ROUND** wordt 10 minuten na het inschakelen automatisch uitgeschakeld, ongeacht de het ingestelde Niveau en Programma.

Indien u de sessie voortijdig wilt beëindigen, druk dan op de aan-knop en houd deze 1 seconde ingedrukt totdat het scherm uit gaat.

Automatisch op 0 terugzetten

Als het programma is afgelopen, wordt het automatisch uitgeschakeld. Bij het opnieuw inschakelen moet u het opnieuw programmeren.

Gebruik van de mini-gordel voor benen en armen

Plaats de Gymform® ABS-A-ROUND-unit (1) aan de voorzijde van de mini-gordel voor armen en benen (5) met behulp van de zes haakjes. Controleer of ze allemaal goed vast zitten.

Plaats de 2 kleefelektroden (9) op de gordel door middel van de haakjes.

Verwijder de plastic bescherming van de kleefelektroden (vergeet niet om ze na gebruik weer aan te brengen).

Plaats de gordel op de te behandelen zone (zie onderstaande afbeelding) en controleer of hij goed aansluit door middel van het klittenband, zodat de kleefelektroden in contact zijn met de huid.

Raadpleeg, om een programma en intensiteitsniveau te kiezen, de paragraaf over het gebruik van de gordel.

Selecteer op het scherm het deel van de gordel dat is gemarkeerd met de letter F om het intensiteitsniveau in te stellen.

ZONES WAAR DE MINI-GORDEL VOOR BENEN EN ARMEN GEBRUIKT KAN WORDEN (Afb.4)

Voorzijde	Achterzijde		
G) Onderste gedeelte van het bovenbeen aan de voorzijde	K) Armen; biceps en triceps.		
H) Bovenste deel van het bovenbeen aan de voorzijde	L) Binnenkant van de armen		
I) Bovenste deel van het bovenbeen aan de buitenzijde voor	M) Trapeziuspijer		
J) Bovenste deel van het bovenbeen aan de buitenzijde achter	N) Kuiten		

WIJ RADEN AAN OM DE KLEEFELEKTRODEN NA 30 SESSIES TE VERVANGEN, ALS U MERKT DAT HET KLEEFVERMOGEN EERDER VERMINDERT. MAAK DE ELEKTRODEN DAN MET EEN IETS VOCHTIGE SPONS NAT.

N.B.: Als u merkt dat de plaatsen waar u de kleefelektroden heeft geplaatst, warm worden of de contracties gedurende de sessie zwakker worden, moeten de batterijen waarschijnlijk worden vervangen. Verwijder ze en

plaats nieuwe batterijen. Als u daarna geen verschil merkt, is het mogelijk dat de kleefelektroden het einde van hun levensduur hebben bereikt. Zet de **Gymform® ABS-A-ROUND** uit, verwijder hem, breng de nieuwe kleefelektroden op de gordel aan en herstart de sessie.

Voor uw comfort stelt de **Gymform® ABS-A-ROUND** het intensiteitsniveau automatisch in op "0" als u het programma wijzigt.

N.B.: Als de eenheid niet goed werkt, druk dan op de RESET-knop (aan de achterzijde van de eenheid) om hem opnieuw te starten en de normale werking voort te zetten. Druk op de RESET-knop (16) met een pen of een potlood.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Temperatuur 10 °C – 40 °C
Relatieve vochtigheid 30-75% (zonder condensatie)
700 -1060 hPa

Apparaat met continue werking.
Beschermingsgraad tegen water IPX0.

Voeding: 3 AAA-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd)

Spanning: 3 x 1,5 V (4,5 V totaal)

Programme	Pulse Width (µS) min-max	Frequency (Hz): min-max	Voltage (V):
1	100	2	50
2		90	
3		120	
4		90 / 120	
5	120	10	
6		50	

(Gemiddelde waarden bij 1 kΩ)

Vermogen: 3 W

Aantal kanalen: 3 kanalen

Het bereik van de lastimpedantie voor dit product is 500 Ω a 20 kΩ.

Maximaal toelaatbare stroom van de bijgeleverde kleefelektroden: 120 mA (bij 500 Ω).

Afmetingen: 92 x 82 x 15 mm (hoofddunit)

Gewicht: 68 g (hoofddunit zonder batterijen)



Dit symbool geeft aan dat het apparaat is beveiligd tegen electrostatische ontladingen met dubbele isolatie van het type BF.

ISO 7000-1641 Gebruikersgids

REINIGING EN ONDERHOUD

WAS DE Gymform® ABS-A-ROUND-UNIT EN DE GORDEL NIET: WRIJF HEM MET EEN DROGE OF VOCHTIGE DOEK SCHOON.

Verwijder de batterijen van de Gymform® ABS-A-ROUND als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

ONDERHOUD VAN DE KLEEFELEKTRODEN

- Dompel ze niet onder in water.
- Bewaar ze op een koele en droge plaats op kamertemperatuur.
- Verwijder het isolerende etiket niet.
- Breng na gebruik altijd de plastic beschermingen weer op de kleefelektroden aan.
- Bewaar ze in de bijgeleverde tas.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BATTERIJEN

Kijk of u de batterijen goed hebt geïnstalleerd alvorens de eenheid in te schakelen.

Zet het apparaat uit alvorens de batterijen te verwisselen.

Verwijder de batterijen als u de unit gedurende langere tijd niet gebruikt.

Neem de nodige voorzorgsmaatregelen in acht voor het afdanken van de batterijen en gooi ze niet in het vuur.

HET AFDANKEN VAN MATERIALEN

Het symbool van een container op wielen met een kruis erdoor geeft aan dat u zich dient te informeren over hoe dit soort producten volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd wordt. Voer dit product niet via het gewone huisvuil af. U dient het volgens de desbetreffende plaatselijke voorschriften af te voeren. Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die een zeer schadelijk effect op het milieu of de menselijke gezondheid hebben en dienen op een passende wijze gerecycled te worden.

De batterij moet gescheiden worden ingezameld. Om het milieu te beschermen mogen batterijen (en evenmin oplaadbare batterijen), niet samen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Breng ze naar een inzamelpunt en controleer of er voldaan wordt aan de toepasselijke wettelijke normen omtrent het afdanken van batterijen.

Kwaliteitsgarantie:

Voor het product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van elk betreffend land is vastgelegd.

Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, commercieel gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.

Gefabriceerd in China



Indulites, S.L.
Av. F. Caballero 24, 3^a planta
08950 Espoleras de Llobregat
Barcelona, Spain

e-mail: indulites@indulites.com
www.indulites.com



9 Chemin Julien César
Bat 1 Ferret 156 BP 10242 CDX
93223 CERAY PONTAISE CEDEX
FRANCE

www.venteo.fr
www.venteo.fr



St. Gerold
Haupt-Back-Strasse 5
D-26121 Odenburg Germany

www.gf.de.com
+49 (0) 441 95 87 08-0



Australian Importer
Best Direct International Pty LTD
ABN 19 140 870 217

Best Direct 6/4
Thermonpark 1, 4361 40 NUTRA

THE NETHERLANDS
www.bestdirect.nl

Best Direct International Ltd,
Austrian Importer, Supplier

020 131 0300 www.bestdirect.fr

kundendienst@bestdirect.com
077 933 0300 www.bestdirect.com



REF: VDPGYCIND0016